

stanie ogólnym dobrym, z zaleceniami jak niżej wypisana do domu.

#### ZASTOSOWANE LECZENIE

14.10.2022: Repozycja otwarta, stabilizacją wewnętrzną płytą LCP (Synthes) złamania kostki bocznej lewej, stabilizacja złamania kostki przyśrodkowej dwoma śrubami gąbczastymi stalowymi (Synthes), ( Operator: lek. K.Chmielowski, lek. T.Wojtarowicz)

#### ZALECENIA

- Ciąg dalszy rehabilitacji, kontynuowanie ćwiczeń wyuczonych w Oddziale.
  - Elewacja kończyny,
  - Zimne okłady 10-15 min 4-5 razy dziennie
  - Unieruchomienie w szynie gipsowej na 2 tyg, następnie orteza typu walker na kojenie 2 tyg
  - Poruszanie się o kulach z odciążaniem operowanej 6 tyg
  - Zmiana opatrunku co 2 - 3 dni w Poradni Ortopedycznej lub w gabinecie zabiegowym Przychodni Rejonowej POZ
  - Usunięcie szwów w Poradni Ortopedycznej - 28.10.2022 w godz. 10-13 (termin umówiony) lub w gabinecie zabiegowym Przychodni Rejonowej POZ (należy umówić termin)
  - Kontrolna wizyta w Poradni Ortopedycznej - 28.11.2022 w godz. 9-10 (bezpośrednio przed wizytą proszę o wykonanie zleconego badania RTG) tel. 056/61-00-313
- W razie niepokojących objawów (gorączka, sączenie z rany pooperacyjnej, narastające dolegliwości bólowe) Proszę o wizytę w Poradni Ortopedycznej lub najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w trybie pilnym

Rp.

Neoparin 40mg 1x1 podskórnie przez 30 dni

Doreta 1 tabletko co 6-8 godzin do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych

Cyclo 3 Fort 2x1 kaps.

Osteogenon 2x1 tabl. 2op.

E-recepta 1:

Cyclo 3 Fort [kapsułki twarde] 0,15g+0,15g+0,1g Dawkowanie: 2x1 kaps.

Doreta [tabletki powlekane] 0,0375g+0,325g Dawkowanie: 1 tabletko co 6-8 godzin do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych

Neoparin [roztwór do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce] 0,04 g/0,4ml (4 000 j.m.) Dawkowanie: 1x1 ampulko-strzykawko

Cel zrzutki  
1 500 zł

## Na pomoc potrzebującej rodzinie ♥

Jest pewna mama dwójki dzieci z niepełnosprawnością która złamała kość piszczelową, skokową, strzałkową i dwie kostki - lewą oraz środkową. Jest po operacji zespolenia i ma wszczepione 2 płytki, 3 druty i 2 śruby. Noga jest zszyta z dwóch stron, założone jest 36 szwów metalowych. Ta dzielna mama...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/7s5dd7>

